

SCARLETT®

RUS

ENG

KAZ

ПОРТАТИВНЫЙ ИРРИГАТОР
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА/WATER FLOSSER/
ЫҚШАМ АУЫЗ ҚҰЫСЫН
ТАЗАРТУ ҚҰРАЛЫ

Руководство пользователя/Instruction Manual/
Пайдаланушы нұсқаулығы

SC-WF04

SCARLETT.RU



Внимательно прочтите инструкцию перед использованием и храните ее в надежном месте для дальнейшего использования.

Read the instructions carefully and keep it at a safe place for future reference before use.

Қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны қауіпсіз жерде сақтаңызәрі қарай пайдалану үшін

RUS Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
 - Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непроизмышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
 - Не протягивайте кабель USB в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы кабель не перегибался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.
 - Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб и причинить вред здоровью пользователя. Также аналогичный шнур можно приобрести в сети розничной торговли.
 - При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром, полученным у изготовителя или в сервисном центре.
 - Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
 - Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
 - Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь к продавцу.
 - Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации, в формате XX.XXXX, где первые цифры "XX" - месяц производства, следующие четыре цифры "XXXX" - год производства.
- ВНИМАНИЕ!** ИРРИГАТОР НЕ ЗАМЕНЯЕТ ЗУБНУЮ ЩЕТКУ, ПОЭТОМУ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО УХОДА ЗА РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СНАЧАЛА ПРОИЗВЕСТИ ЧИСТКУ ЗУБОВ ЩЕТКОЙ. ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗУБОВ И РОТОВОЙ ПОЛОСТИ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО ТОЛЬКО ПО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ.
- ПОМНИТЕ:** случайное повреждение кабеля USB может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электрическим током.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
 - Запрещается заряжать прибор вблизи наполненных водой емкостей (ванны, раковины и др.). Храните кабель USB вдали от воды.

ВНИМАНИЕ!

- Не рекомендуется погружать корпус прибора на продолжительное время в воду или другие жидкости.
- Перед зарядкой убедитесь, что прибор абсолютно сухой.
- Перед использованием прибора проконсультируйтесь со стоматологом.
- При ношении зубных протезов, имплантов, коронок и т.п. убедитесь, что допускается их очистка с помощью ирригатора. Производитель не несет ответственности за возможные повреждения.
- Не направляйте струю воды под язык, в уши, нос, глаза и другие чувствительные участки тела – это может привести к травмам.
- Перед использованием прибора удалите все съемные приспособления из ротовой полости.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и выключен. Строго следуйте инструкциям по очистке.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА ПРИ ЛЮБЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ.

Технические характеристики

- Давление воды: 552 - 1103 кПа
- Рабочие характеристики: 3,7 В === 7,5 Вт
- Параметры зарядки: 5 В === 2 Вт
- Режим зарядки: USB
- Емкость резервуара для воды: 180 мл
- Частота импульсов: 1500-2000 раз в минуту
- Литий-ионный аккумулятор емкостью 1500 мАч
- Время зарядки: <6 часов
- Время использования: 60 минут на одну зарядку
- Водонепроницаемость: IPX7
- Габаритные размеры (Ш x В x Г): 91 x 232 x 63 мм
- Вес нетто: 305 г


Особенности

- Нескользкая конструкция
- Съемная и заменяемая насадка
- Высоочастотные импульсы воды эффективно удаляют зубной налет и очищают промежутки между зубами
- Функция зарядки через USB со светодиодной индикацией различных режимов
- Защита от перезаряда, которая прекращает зарядку при полном заряде батареи
- Ирригатор перейдет в режим пониженного энергопотребления, когда разрядится батарея
- 3 режима: Clean, Soft, Pulse

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ирригатор:	1
Кабель USB:	1
Стандартная насадка:	1
Насадка для брекетов:	1
Руководство по эксплуатации:	1
Гарантийный талон:	1


УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ



Подготовка к работе

1. Убедитесь, что с прибора снята вся упаковка и защитная лента.
2. Перед использованием полностью зарядите прибор, подключив USB-кабель к зарядному порту ирригатора, другой конец подключите к USB-блоку зарядки (не входит в комплект поставки), затем подключите к настенной розетке.

Внимание! Прибор не будет работать, пока он подключен к электросети.



3. При низком заряде индикатор мигает - зарядите прибор.
4. После завершения зарядки индикатор загорится ровным зеленым светом.

Рекомендации по выбору режима работ

Для выбора режимов работы используйте кнопку питания:

Нажмите кнопку питания один раз для переключения на режим Clean, два раза для режима Soft и три раза для режима Pulse.

Clean - Стандартный режим работы. Подходит для ежедневного использования.

Soft - Режим мягкой очистки. Подходит для чувствительных десен.

Pulse - Режим пульсации. Подходит для глубокой очистки и массажа десен.


Использование

1. Отсоедините ирригатор от зарядного устройства.
2. Наполните резервуар для воды. Рекомендуется использовать чуть теплую воду. НЕ используйте слишком горячую воду.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ** НАПОЛНЯТЬ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ, ТРАВЯНЫМИ ОТВАРАМИ, СОЛЕВЫМИ, МАСЛОСОДЕРЖАЩИМИ ИЛИ АНТИСЕПТИЧЕСКИМИ РАСТВОРАМИ, ЗУБНОЙ ПАСТЫ, ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ, НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ РТА, А ТАКЖЕ ДРУГИМИ ЖИДКОСТЯМИ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ ИРРИГАТОРОВ.
3. Перед включением поместите насадку в рот.
4. Расположите насадку близко к зубам, не касаясь их.
5. Включите прибор, выберите наиболее удобный для вас режим.
6. Перемещайте насадку от одной зубной щели к следующей, задерживая ее в каждой примерно на 1-2 секунды. Во время работы не наклоняйте корпус прибора более чем на 45°.
7. Держите рот приоткрытым для выхода воды.
8. Выключите прибор при завершении процедуры не вынимая насадку изо рта, чтобы предотвратить разбрызгивание воды.

Замена насадки

Вставьте насадку, вдавливая ее в отверстие до щелчка.

Чтобы снять насадку, нажмите кнопку разблокировки насадки и снимите насадку. Когда дополнительные насадки не используются, храните их в надежном месте



Ежедневный уход

- После использования вытирайте ирригатор сухим чистым полотенцем и храните в сухом, безопасном месте.
- Время от времени снимайте насадку и промывайте теплой водой. После снятия насадки протирайте отверстие насадки ватным тампоном, чтобы предотвратить размножение бактерий.
- Используйте мыло и воду, чтобы удалить бактерии с поверхности.
- Если прибор не используется в течение длительного времени, слейте воду из резервуара и дайте ему высохнуть, прежде чем помещать прибор на хранение.
- Не погружайте ирригатор в воду, он не является полностью водонепроницаемым.

Удаление батареи:

- Батарея должна быть вынута из прибора перед его утилизацией.
- Прибор должен быть отсоединен от сети питания при удалении батареи.



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема.



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что аккумулятор или батарейку, используемые в данном изделии, нельзя выбрасывать по окончании срока службы вместе с другими бытовыми отходами.

Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти.

Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

ENG

The safety measures and instructions contained in this manual do not cover all possible situations that may arise during the operation of the device. When working with the device, the user should be guided by common sense, be careful and attentive.

SECURITY MEASURES

- The manufacturer is not responsible for damages caused by non-compliance with safety regulations and rules of operation of the device.
- This device is designed for domestic use and can be used in apartments, country houses or other similar conditions of non-industrial operation. Industrial or any other inappropriate use of the device will be considered a violation of the conditions of proper operation of the device. In this case, the manufacturer is not responsible for the possible consequences.
- Do not extend the Type-C cable in doorways or near heat sources. Make sure that the cable does not twist or bend, does not come into contact with sharp objects, corners and edges of furniture.
- Improper handling may result in damage to the device, damage to property and cause harm to the health of the user.
- If the power cord is damaged, it should be replaced with a special cord obtained from the manufacturer or service center.
- The manufacturer reserves the right to make minor changes in the design of the device that do not drastically affect its safety, performance and functionality.
- Do not attempt to repair the device yourself. In case of malfunctions, please contact your dealer.
- The date of manufacture is indicated on the device and/or on the packaging, as well as in the accompanying documentation, in the format XX.XXXX, where the first two digits "XX" are the month of manufacture, the next four digits "XXXX". XX - the year of manufacture.

ATTENTION! THE WATER FLOSSER IS NOT A SUBSTITUTE FOR A TOOTHBRUSH, THEREFORE, IN ORDER TO ENSURE COMPREHENSIVE ORAL CARE OF THE ORAL CAVITY, IT IS RECOMMENDED TO MAKE BRUSHING FIRST. THE DEVICE IS DESIGNED TO CLEAN TEETH AND ORAL CAVITY, USE IT ONLY FOR ITS INTENDED PURPOSE.

REMEMBER: accidental damage to the USB cable can lead to problems that do not comply with the warranty conditions, as well as can cause electric shock.

- It is forbidden to operate the device outdoors: moisture or foreign objects entering the device body may cause serious damage to it.
- Do not charge the device near water-filled containers (bathtubs, sinks, etc.). Keep the USB cable away from water.

ATTENTION!

- It is not recommended to immerse the device body in water or other liquids for a long time.
- Before charging, make sure that the device is completely dry.
- Consult a dentist before using the device.
- When wearing dentures, implants, crowns, etc., make sure that they can be cleaned with a water flosser. The manufacturer is not responsible for possible damage.
- Do not direct a stream of water under the tongue, into the ears, nose, eyes and other sensitive areas of the body – this can lead to injury.
- Take out all removable appliances from the mouth before using the device.
- Before cleaning the device, make sure it is unplugged and turned off. Strictly follow the cleaning instructions.

- The device is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or with lack of experience or knowledge, unless these people are supervised or instructed in how to use this device by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to prevent playing with the device.
- Self-repair of the device or modification of its design is prohibited. Unprofessionally performed work can lead to damage to the device, injury and property damage.

ATTENTION! IT IS FORBIDDEN TO USE THE DEVICE IN CASE OF ANY MALFUNCTION.

Technical specifications

- Water pressure: 552-1103 kPa
- Device performance: 3.7 V  7.5 W
- Charging performance: 5 V  2 W
- Charging mode: USB
- Water tank capacity: 180 ml
- Pulse frequency: 1500-2000 times per minute
- 1500 mAh lithium-ion battery
- Charging time: <6 hours
- Usage time: 60 minutes per charge
- Water Resistance: IPX7
- Overall Dimensions (W x H x D): 91 x 232 x 63 mm
- Net weight: 305 g


Features

- Non-slip design
- Removable and replaceable nozzle
- High-frequency pulses of water effectively remove plaque and clean the gaps between teeth
- USB charging function with LED indication of various modes
- Overcharge protection, which stops charging when the battery is fully charged
- The flosser will switch to low power mode when the battery runs out
- 3 modes: Clean, Soft, Pulse

PACKAGE CONTENT


Water flosser:	1
USB cable:	1
Standard nozzle:	1
Brace nozzle:	1
Operation manual:	1
Warranty card:	1

DEVICE COMPONENTS



Preparation for work

1. Make sure that all packaging and protective tape are removed from the flosser
 2. Fully charge the flosser before use by plugging the USB cable into the flosser's charging port, then plug the other end into the USB charging box (not included), then plug into a wall outlet.
- Warning! The appliance will not operate while connected to the power supply.



3. When the battery runs out, the indicator will start flashing. It's time to recharge your device.
4. When fully charged, the indicator lights up with a steady green light.

Recommendations for selecting and operating mode

Use the On/Off button to select the operating mode. Press the button once for Clean, twice for Soft and three times for Pulse modes.

Clean - Standard operating mode. Suitable for daily use

Soft - Soft cleaning mode. Suitable for sensitive gums

Pulse - Pulsation mode. Suitable for deep cleaning and gum massage

Operating instructions


1. Remove the charging cord from the flosser.
2. Fill the reservoir with lukewarm water (recommended), DO NOT use hot water. FILLING THE WATER TANK WITH HOT WATER, HERBAL DECOTIONS, SALT, OIL-CONTAINING OR ANTISEPTIC SOLUTIONS, TOOTHPASTE, CHEMICALS, NON-SPECIALIZED MOUTHWASH, AS WELL AS OTHER LIQUIDS NOT INTENDED FOR WATER FLOSSERS IS STRICTLY PROHIBITED!
3. Before turning on, place nozzle into mouth.
4. Place nozzle close to teeth without touching them.
5. Turn on the device, find the mode that is the most comfortable for you.
6. Move nozzle from one tooth gap to the other and spend about 1-2 seconds at each gap. Do not tilt the device body by more than 45° during operation.
7. As water builds up in mouth, let it drain out of mouth.
8. When finished, turn off flosser while nozzle is still in your mouth to prevent water splashing.

Replacing the nozzle

Insert the nozzle by pressing it into the hole until it clicks.

To remove the nozzle, press the nozzle release button and remove the nozzle.

When the additional nozzles are not in use, keep them in a safe place.



Daily care

- After use, wipe the flosser with a dry, clean towel and store it in a dry, safe place.
- Remove the nozzle from time to time and rinse with warm water. After removing the nozzle, wipe the nozzle opening with a cotton swab to prevent bacterial growth.
- Use soap and water to remove the bacteria from the surface.
- If the flosser is not used for a long time, drain the water from the reservoir and let it dry before storing the flosser.
- DO NOT immerse the dental floss in water, it is not completely waterproof.

Removing the battery:

- The battery must be removed from the device before disposal.
- The device must be disconnected from the mains when removing the battery.



This symbol on the device, packaging and/or accompanying documentation indicates that used electrical and electronic products should not be disposed of with normal household waste. They should be taken to a specialized collection points



This symbol on the device, packaging, and/or accompanying documentation indicates that the battery or battery pack used in this product must not be disposed of at the end of its service life together with other household waste

Contact your local authorities for more information on existing waste collection systems. Proper disposal will help conserve valuable resources and prevent potential negative impacts on human health and the environment that may result from improper waste management

KAZ

Осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құрылғыны пайдалану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Құрылғымен жұмыс істеу кезінде пайдаланушы ақылға қонымды, мұқият және мұқият болуы керек.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші өнімнің қауіпсіздік техникасы мен пайдалану ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген зиян үшін жауап бермейді.
- Бұл электр құрылғысы тұрмыстық жағдайларда пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа да осындай жағдайларында қолдануға болады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатсыз пайдалану өнімді дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдары үшін жауап бермейді.
- Туре-С кабелін есіктерде немесе жылу көздеріне жақын жерде тартпаңыз. Кабельдің бұралмауын және бүгілмеуін, жиһаздың өткір заттарымен, бұрыштарымен және диэлектриктермен жанаспауын қадағалаңыз.
- Дұрыс емес өңдеу өнімге зақым келтіруі мүмкін, материалдық залал келтіріп, денсаулыққа зиян келтіреді пайдаланушы.

- Қуат сымы зақымдалған болса, оны ауыстыру керек өндірушіден алынған арнайы сым немесе қызмет көрсету орталығы.
- Өндіруші қосымшасыз құқығын өзіне қалдырады дизайнға кішігірім өзгерістер енгізу туралы ескертулер оның қауіпсіздігіне түбегейлі әсер етпейтін өнімдер, өнімділігі мен функционалдығы.
- Өнім төмен температурада біраз уақыт қалдырылған болса 0°C, оны қосар алдында оны бөлме температурасында ұстау керек жағдайлары кем дегенде 2 сағат.
- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге әрекеттенбеңіз. Қандай да бір мәселе туындаса, сатушыға хабарласыңыз.
- Өндірілген күні өнімде және/немесе қаптамада, сондай-ақ көрсетілген ілеспе құжаттамада XX.XXXX форматында, мұнда бірінші «XX» сандары – өндірілген ай, келесі төрт сан «XXXX» - өндірілген жылы.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! СУАРАТЫН ТІС щеткасын АЛМАЙДЫ, СОНДЫҚТАН ЖАҢАЛЫҚ КҮТІМ КӨРСЕТУ ҮШІН БІРІНШІ АУЫЗ ҚУЫСЫ ЖАСАУ ҰСЫНЫЛАДЫ ТІСТЕРДІ ЩЕТКАМЕН ТАЗАЛАУ. ҚҰРЫЛҒЫ ТАЗАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТІС ЖӘНЕ АУЫЗ ҚУЫСЫ, ОНЫ ТЕК ПАЙДАЛАНЫҢЫЗ ТІКЕЛЕЙ МАҚСАТ ҮШІН.

Құрылғы тістер мен ауыз қуысын тазалауға арналған.
Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз.

ЕСІҢІЗДЕ БОЛСЫН: Туре-С кабелінің кездейсоқ зақымдануы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сондай-ақ электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

- Құрылғыны ашық ауада пайдалануға тыйым салынады: құрылғының корпусына ылғал немесе бөгде заттардың түсуі оның қатты зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Құрылғыны сумен толтырылған ыдыстардың (ванналар, раковиналар және т.б.) жанында зарядтауға тыйым салынады. Туре-С кабелін судан алыс ұстаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Құрылғының корпусын ұзақ уақыт суға немесе басқа сұйықтықтарға батыру ұсынылмайды.
 - Зарядтау алдында құрылғының мүлдем құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
 - Құрылғыны қолданар алдында тіс дәрігерімен кеңесіңіз.
 - Тіс протездерін, импланттарды, тәждерді және т.б. киген кезде оларды ирригатормен тазалауға рұқсат етілгеніне көз жеткізіңіз. Өндіруші ықтимал зақым үшін жауап бермейді.
 - Су ағынын тіл астына, құлаққа, мұрынға, көзге және басқаларға бағыттамаңыз дененің сезімтал аймақтары-бұл жарақатқа әкелуі мүмкін.
 - Құрылғыны қолданар алдында барлық алынбалы құрылғыларды ауыз қуысынан алыңыз.
 - Құрылғыны тазаламас бұрын оның электр желісінен ажыратылғанына және өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Тазалау нұсқауларын қатаң орындаңыз.
 - Аспап физикалық, психикалық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдардың (балаларды қоса алғанда) немесе олардың тәжірибесі мен білімі болмаған кезде, егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның осы аспапты пайдалануы туралы нұсқау берілмесе, пайдалануға арналмаған.
- Ойынға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек құрылғымен.
- Құрылғыны өз бетінше жөндеуге немесе оның дизайнына өзгерістер енгізуге тыйым салынады. Құрылғыны жөндеуді тек уәкілетті сервис орталығының маманы жүргізуі керек.
 - Кәсіби емес жұмыс құрылғының бұзылуына, жарақатқа және мүліктің зақымдалуына әкелуі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ҚҰРЫЛҒЫНЫ КЕЗ-КЕЛГЕН АҚАУЛАР ҮШІН ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ

Техникалық сипаттамалары

- Су қысымы: 552-1103 kPa
- Құрылғының өнімділік сипаттамалары: 3.7 В === 7.5 Вт
- Зарядтау параметрлері: 5 В === 2 Вт
- Зарядтау режимі: USB
- Су ыдысының сыйымдылығы: 180 мл
- Импульс жиілігі: минутына 1500-2000 рет
- 1500 мАч Литий-ионды батарея
- Зарядтау уақыты: <6 сағат
- Пайдалану уақыты: бір зарядқа 60 минут
- Су өткізбейтін: IPX7
- Габариттік өлшемдері (Е x Ж x Д): 91 x 232 x 63 мм
- Вес нетто: 305 г


Ерекшеліктері

- Су өткізбейтін және сырғымайтын құрылым
- Алынбалы және ауыстырылатын саптама
- Судың жоғары жиілікті импульстары бляшкаларды кетіруде және тістер арасындағы бос орындарды тазартуда тиімді
- Әр түрлі режимдердің жарықдиодты индикаторы бар USB арқылы зарядтау функциясы
- Батарея толық зарядталған кезде зарядтауды тоқтататын шамадан тыс зарядтаудан қорғау
- Батарея таусылған кезде Флоссер төмен қуат режиміне өтеді
- 3 режим: қалыпты, жұмсақ, пульсирленген

Жабдық

Суарушы:	1
USB кабелі:	1
Стандартты саптама:	1
Жақшаға арналған тіркеме:	1
Қолдану нұсқаулары:	1
Кепілдік картасы:	1


Өнім сипаттамасы



Жұмысқа дайындалу

1. Құрылғыдан барлық орауыш пен қорғаныш таспаның алынғанын тексеріңіз.
2. Қолданар алдында USB кабелін ирригатордың зарядтау портына жалғау арқылы құрылғыны толығымен зарядтаңыз, екінші ұшын USB зарядтау кірпішіне (жинаққа кірмейді), содан кейін қабырғадағы розеткаға қосыңыз.

Назар аударыңыз! Құрылғы желіге қосылған кезде жұмыс істемейді.



3. Батарея заряды аз болған кезде индикатор жыпылықтайды - құрылғыны зарядтаңыз.
4. Зарядтау аяқталғаннан кейін индикатор тұрақты жасыл болып жанады.

ЖҰМЫС РЕЖИМІН ТАҢДАУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

Жұмыс режимдерін таңдау үшін режимді ауыстыру түймесін пайдаланыңыз қалыпты - Стандартты жұмыс режимі. Күнделікті қолдануға жарамды
Жұмсақ - жұмсақ тазалау режимі. Сезімтал тістерге қолайлы
пульсирленген - Импульстік режим. Тістерді терең тазалауға және массаж жасауға қолайлы

Қолданылуы

1. Суарғышты зарядтағыштан ажыратыңыз.
2. Су ыдысын толтырыңыз. Жылы суды пайдалану ұсынылады. Тым ыстық суды ҚОЛДАНБАҢЫЗ.
3. Қосар алдында саптаманы аузыңызға салыңыз.
4. Саптаманы тістеріңізге тигізбей жақын қойыңыз.
5. Қуатты қо сыңыз, өзіңізге ыңғайлы режимді таңдаңыз.
6. Қондырманы бір тіс саңылауынан екіншісіне жылжытыңыз, оны әрқайсысында шамамен 1-2 секунд ұстаңыз.
7. Су ағып кетуі үшін аузыңызды сәл ашыңыз.
8. Процедураны аяқтаған кезде судың шашырауын болдырмас үшін саптаманы аузыңыздан шығармай, құрылғыны өшіріңіз.

Саптаманы ауыстыру

Саптаманы тесікке басылғанша итеріп салыңыз.
Саптаманы алу үшін саптаманың құлпын ашу түймесін басып, саптаманы алыңыз.
Қосымша саптамалар пайдаланылмаған кезде оларды қауіпсіз жерде сақтаңыз



Күнделікті күтім

- Қолданғаннан кейін флоссерді құрғақ, таза сүлгімен сүртіп, құрғақ, қауіпсіз жерде сақтаңыз.
- Саптаманы мезгіл-мезгіл алып тастап, жылы сумен шайыңыз. Саптаманы алып тастағаннан кейін, бактериялардың көбеюіне жол бермеу үшін саптаманың саңылауын мақта тампонымен сүртіңіз.
- Егер бактериялар анықталса, бактерияларды бетінен шығару үшін сабын мен суды қолданыңыз.
- Егер жіп ұзақ уақыт бойы қолданылмаса, резервуарды төгіп тастаңыз және жіпті сақтамас бұрын оны құрғатыңыз.
- Тіс жібін суға батырмаңыз, ол толығымен су өткізбейді.

Маңызды:

Егер су флоссерден ағып кетпесе, бірақ сіз ауаны сезсеңіз, онда сіз сорғыны ұшынан ауаны тез сорып алуыңыз керек - көп ұзамай су ағып кетуі керек. Немесе резервуардағы суды ағызып, түтіктен ауаны шығару үшін флоссерді төңкеріп 10-15 секундқа қоюға болады. Дегенмен, ең тиімдісі-бірінші қадам.Бұл барлық су ағындарының ортақ мәселесі, сондықтан алаңдамаңыз.

Батареяны шығарып алу:

- Батареяны қоқысқа тастамас бұрын құрылғыдан шығарып алу керек.
- Батареяны шығарған кезде құрылғыны қуат көзінен ажырату керек.



Өнімдегі, орамдағы және/немесе ілеспе құжаттамадағы бұл таңба пайдаланылған электр және электрондық өнімдерді кәдімгі тұрмыстық қоқыс ретінде тастауға болмайтынын білдіреді. Оларды мамандандырылған қабылдау пункттеріне тапсыру керек.



Өнімдегі, қаптамадағы және/немесе ілеспе құжаттамадағы бұл таңба осы өнімде пайдаланылған батареяны пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын білдіреді.

Қолданыстағы қалдықтарды жинау жүйелері туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті билік органдарына хабарласыңыз. Тиісті түрде кәдеге жарату құнды ресурстарды үнемдеуге және қалдықтарды дұрыс өңдеуден туындауы мүмкін адам денсаулығы мен қоршаған ортаға жағымсыз әсерлердің алдын алуға көмектеседі.

ПРИБРЕЛ НАШ ТОВАР?

- 1

Напиши отзыв на приобретенный товар SCARLETT на сайте магазина, где этот товар приобретался*
- 2

Заполни простую анкету на сайте <https://www.scarlett.ru/promo/otzyv/>
- 3

Получи гарантированный подарок: «Деньги на счёт телефона»**



ПИШИ ОТЗЫВ И ПОЛУЧАЙ
ПОДАРОК «ДЕНЬГИ
НА СЧЁТ ТЕЛЕФОНА»!

* Если на сайте, где куплен товар оставить отзыв невозможно, оставь отзыв на сайтах:
<https://otzovik.com>
или <https://irecommend.ru>

** Количество подарков ограничено. Акция проводится на территории Российской Федерации. Информация об организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте <https://www.scarlett.ru/promo/otzyv/>